



क्र: SJJMR/दरपत्रके/Syphilis kit /१९/०८/७११

दिनांक : १९/०८/२०१९

प्रति,

विषय : सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी, भायखळा येथे Syphilis Kits खरेदी करणेबाबत.

सर जे. जे. महानगर रक्तपेढी, भायखळा, मुंबई या रक्तपेढीसाठी Syphilis kit खरेदी करावयाची आहे. त्या अनुषंगाने दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तपशिल	खरेदी करावयाची संख्या
1	Syphilis kits	350 Kits

- १) दर सर्व करारासहित असावेत.
- २) ३५० किटसचा एकाच ऑर्डर मध्ये पुरवठा करावा.
- ३) दर करारासहित GST प्रमाणपत्र व PAN क्रमांक जोडणे बंधनकारक राहिल.
- ४) दर करार पत्रकासोबत नमुना (sample) देखील देण्यात यावे. sample नंतर परत करण्यात येईल. अथवा पुरवठ्यामधून वजा करण्यात येईल.
- ५) (Delivery) सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी, एफ.डी पतीत बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा, मुंबई ४०० ००८ येथे मोफत करण्यात यावी. (No Extra Delivery Charges)
- ६) आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मालाचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल. वेळेत पोच (Delivery) न मिळाल्यास नियमाप्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्यात येईल.
- ७) पूर्ण पोच (Delivery) मिळाल्या नंतर व देयक प्रमाणित करून सादर केल्यानंतर देयक अंदाजे महिन्याच्या कालावधीमध्ये अदा करण्यात येईल.



SBTC
महाराष्ट्र रक्त संक्रमण परिषद
State Blood Transfusion Council

SIR J.J.MAHANAGAR RAKTAPEDHI
MANAGED BY : STATE BLOOD TRANSFUSION COUNCIL
(Govt. of Maharashtra)



NABH
Accredited Blood Bank
Certificate No.-BB-2011-0027

आपणास कळविण्यात येते की, वर उल्लेखित आपली दरपत्रके सील बंद पाकीटामध्ये सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी, एफ.डी पतीत बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा, मुंबई ४०० ००८ व संपर्क नंबर ०२२२३७३५५८५ या कार्यालयास तात्काळ दिनांक ३०/०८/२०१८ पर्यंत दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने पाठवावे. दरपत्रक त्याच दिवशी जे दरपत्रक धारक उपस्थित असतील त्यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील. सर्व अटी पूर्ण करणा-या व न्युनत्तम दर असणा-या पुरवठा धारकास पुरवठा आदेश देण्यात येतील. सदरच्या दरपत्रकाची सुचना रा.र.सं.प (SBTC) कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर www.mahasbtc.org उपलब्ध आहे.

Filed

वैद्यकीय संचालक

जे.जे.महानगर रक्तपेढी,भायखळा,मुंबई

Technical Specification of SYPHILIS KITS

- 1) Rapid Plasma Reagin (RPR) card test / carbogen antigen for syphilis testing (slide Flocculation Test)
- 2) Quantitative test detect antilipoidal antibodies in serum against treponema palladia.
- 3) The kits should have positive control, negative control.
- 4) Storage temp 2 c to 8 c
- 5) 100 test per kit.

Hitesh

Dr. Hitesh Pagare
Medical Director
Sir J.J. Mahanagar Raktapedhi