

दिनांक 21.१२.२०२३

विषय : सर जे जे महानगर रक्तपेढी साठी Microcuvettes खरेदी करण्याबाबत दरपत्रके सादर करणे.

अटी व शर्ती :

- १) सोबत जोडलेल्या विनिर्देश नुसार प्रती एक नगाचा दर विहित नमुन्यात सादर करावा.
- २) पुरवठादाराचे GST प्रमाणपत्र व PAN CARD च्या प्रति सोबत जोडाव्यात.
- ३) दरपत्रक व कागदपत्रे सीलबंद लिफाफामध्ये सादर करावेत.
- ४) लिफाफावर कामाचे नाव स्पष्टपणे नमुद करावे. तसेच पुरवठादाराच्या संस्थेच्या पत्ता व शिक्का नमुद करावा.
- ५) न्यूनतम दर असलेल्या पुरवठादारास ठेका बहाल करण्यात येईल.
- ६) ठेका बहाल केल्याचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत स्विकृत संमती पत्र सादर करावे लागेल.
- ७) कोणतेही कारण न देता सदर ठेका रद्द करण्याचे अधिकार सहा. संचालक, SBTC यांच्याकडे राखीव आहेत.

आपणांस विनंती करण्यात येते की, वर उल्लेखित आपली दरपत्रके सील बंद पाकीटामध्ये सर जे जे महानगर रक्तपेढी, एफ. डी. पतीज बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, , जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा मुंबई - ४००००८ व संपर्क नंबर- ०२२२३७३५५८५ या कार्यालयात तात्काळ दिनांक ०६.०१.२०२४ पर्यंत दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने पाठवावे. दरपत्रक त्याच दिवशी जे दरपत्रक धारक उपस्थित असतील त्यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील. सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या व न्यूनतम दर असणाऱ्या पुरवठा आदेश देण्यात येतील. सदरच्या दरपत्रकाची सुचना रा.र.सं.प.(SBTC) कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर www.mahasbtc.org उपलब्ध आहे.


वैद्यकीय संचालक

जे.जे.महानगर रक्तपेढी,भायखळा,मुंबई

Dr. Hitesh Pagare
M. D. Pathology (Mumbai)
Medical Director
Sir J. J. Mahanagar Blood Centre

Quotation Form (to be quoted on letter head)

- a) Name of the Work – Supply of 10,000 Nos Microcuvettes
- b) Date of Submission –
- c) GST No.
- d) PAN No.
- e) Name of representative & its Mobile No.

Sr. No.	Name of Work	Rate per pc
1	Microcuvettes	

Rate should be also written in words. (Rs.....)

I hereby declared that the Quoted includes complete scope of work mentioned for this work.

I am abiding with the terms & conditions.

Signature & Seal of the Company/ Firm

Technical Specification of Micro cuvettes

Method: Absorbance of Whole blood at Hb/Hbo2 isoestic point

Measuring range: 0-25.6-dl (0-256g/l,0-15.9 mmol/L)

Measuring Time:10 seconds

Sample material: Capillary,venous or arterial blood

Sample volume:10 μ L

Analyzer:Duel wavelengths for Hb measurement and turbidity compensation

Quality control: Built-in self test, 3 levels of liquid control available

Interfaces: RS 232 (printer,PC)

Working temperature:10-40°C

Storage temperature: Cuvettes: 10-40°C, short-term (6weeks)-18-50°C.

Analyzer: 0-50°C

Dimensions:160x140x70mm(6.29x5.51x2.76 inches)

Weight: 500g (1.10 pounds) with batteries installed

Power: 4AA batteries or power adapter

One Hemoglobin Analyzer Machine to read the cuvettes to be provided free by the vendor



Dr. Hitesh Pagare
M. D. Pathology (Mumbai)
Medical Director
Sir J. J. Mahanagar Blood Centre