



**SBTC**  
महाराष्ट्र राज्य रक्त संकलन परिषद  
State Blood Transfusion Council

**SIR J.J. MAHANAGAR RAKTAPEDIHI**  
MANAGED BY : STATE BLOOD TRANSFUSION COUNCIL  
(Govt. of Maharashtra)



**NABH**  
Accredited Blood Bank  
Certificate No.-BB-2011-0027

क्र: SJJMR/दरपत्रके/NACL Card / १९/०८/७१०  
दिनांक : १९/०८/२०१९

प्रति,

विषय : सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी, भायखळा येथे ID NACL Gel Card खरेदी करणेबाबत.

सर जे. जे. महानगर रक्तपेढी, भायखळा, मुंबई या रक्तपेढीसाठी ID NACL Gel Card खरेदी करावयाची आहे. त्या अनुषंगाने दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तपशिल	खरेदी करावयाची संख्या
1	<u>ID NACL Gel Card</u>	32 Boxes

१) दर सर्व करारासहित असावेत.

२) ३२ Box च्या पुर्ण ऑर्डर मध्ये पुरवठा करावा.

३) दर करारासहित GST प्रमाणपत्र व PAN क्रमांक जोडणे बंधनकारक राहिल.

४) दर करार पत्रकासोबत नमुना (sample) देखील देण्यात यावे. sample नंतर परत करण्यात येईल. अथवा पुरवठ्यामधून वजा करण्यात येईल.

५) (Delivery) सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी, एफ.डी पतीत बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा, मुंबई ४०० ००८ येथे मोफत करण्यात यावी. (No Extra Delivery Charges)

६) आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मालाचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल. वेळेत पोच (Delivery) न मिळाल्यास नियमाप्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्यात येईल.

७) पुर्ण पोच (Delivery) मिळाल्या नंतर व देयक प्रमाणित करून सादर केल्यानंतर देयक अंदाजे महिन्याच्या कालावधीमध्ये अदा करण्यात येईल.

आपणास कळविण्यात येते की, वर उल्लेखित आपली दरपत्रके सील बंद पाकीटामध्ये सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी, एफ.डी पतीत बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा, मुंबई ४०० ००८ व संपर्क नंबर ०२२२३७३५५८५ या कार्यालयास तात्काळ दिनांक ३०/०८/२०१८ पर्यंत दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने पाठवावे. दरपत्रक त्याच दिवशी जे दरपत्रक धारक उपस्थित असतील त्यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील. सर्व अटी पूर्ण करणा-या व न्युनतम दर असणा-या पुरवठा धारकास पुरवठा आदेश देण्यात येतील. सदरच्या दरपत्रकाची सुचना रा.र.सं.प (SBTC) कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर [www.mahasbtc.org](http://www.mahasbtc.org) उपलब्ध आहे.



वैद्यकिय संचालक  
जे.जे.महानगर रक्तपेढी,भायखळा,मुंबई

## Technical Specification of SALINE Gel CARD

- 1) NACL Enzyme ID test to detect cold agglutinin.
- 2) Single card having 6 wells.
- 3) Approximate 288 test per box.
- 4) Storage temp  $24^{\circ}$  c to  $28^{\circ}$  c
- 5) Should be CE or US FDA approved.

Final

**Dr. Hitesh Pagare**  
**Medical Director**  
**Sir J.J. Mahanagar Raktapedhi**